

ORGENTEC Autoimmune Controls für Alegria®

Rheumadiagnostik

ORG 164-2X05	Alegria® Check Rheuma	2 x 500 µl für 90 Tests
ORG 160-2X05	Alegria® Check Connective Scr	2 x 500 µl für 90 Tests

Thrombosedagnostik

ORG 162-2X05	Alegria® Check APS IgG	2 x 500 µl für 90 Tests
ORG 163-2X05	Alegria® Check APS IgM	2 x 500 µl für 90 Tests

ANCA- und Vaskulitidiagnostik

ORG 167-2X05	Alegria® Check Vasculitis	2 x 500 µl für 90 Tests
--------------	---------------------------	----------------------------

Gastroenterologiediagnostik

ORG 170-2X05	Alegria® Check Celiac A	2 x 500 µl für 90 Tests
ORG 169-2X05	Alegria® Check Celiac G	2 x 500 µl für 90 Tests

Alegria® – die Vorteile:

- automatisierte Analyse für höhere Effizienz und geringere Kosten
- für Einzelproben bis zu 30 Tests in 90 min
- gleichzeitige Bestimmung ergänzender Parameter in einem Lauf (z. B. Anti-tTG, Anti-Gliadin, Anti-DGP, ASCA)
- jeder Alegria® Teststreifen enthält ein komplettes Set an Reagenzien
- interne Kontrolle zur Validierung jeder einzelnen Probe enthalten
- optionale LIMS-Anbindung



Flyer_AutoimmuneControls_DE_QM191194_2020-09-17_1



Autoimmune Controls

Die regulatorischen Anforderungen an die Qualitätskontrolle im Labor steigen stetig an. ORGENTEC bietet eine Auswahl von Kontroll-Reagenzien zur Überwachung der Leistung des Alegria®-Systems an, die das Labor bei der Einhaltung dieser Anforderungen unterstützen.

Die Kontrollen sind so eingestellt, dass sie eine deutlich positive Reaktion mit dem jeweiligen Autoantikörper anzeigen. Der Anwender bestimmt selbst den eigenen, laborspezifischen Sollwert für das Messverfahren und den erlaubten Bereich der Abweichung gemäß den Richtlinien.

Alegria® Teststreifen



Validiert für Alegria®

Sieben Sets für 15 Parameter – ready to use. Für Qualität und Konformität in der Autoimmundiagnostik.

Indikationen: Rheumatoide Arthritis, Lupus, Antiphospholipid-syndrom, Vaskulitis, Zöliakie.

Multi-Parameter

Autoimmune Controls für Alegria® sind multi-parameter-spezifische Serumkontrollen für die tägliche interne Qualitätskontrolle im Autoimmunlabor.

Jede Kontrolle enthält eine Auswahl von spezifischen Biomarkern für die Diagnostik in speziellen klinischen Indikationsgebieten der Autoimmundiagnostik: Rheuma, Thrombosen, Vaskulitis oder Zöliakie. Die wichtigsten Autoimmunparameter sind abgedeckt.

Convenience – Ready to use:

Die Kontrollen sind gebrauchsfertig und können direkt im Alegria® Gerät eingesetzt werden. Zur Validierung der diagnostischen Leistungsfähigkeit und für die Überwachung der Funktion des Alegria® im Laboralltag.

Jeder Kit enthält zweimal 500 µl der gebrauchsfertigen Reagenzien – jede Messung benötigt nur 10 µl.

REAGENZIEN	PARAMETER	Geeignet für ORGENTEC KIT
Rheuma		
Alegria® Check Rheuma	<ul style="list-style-type: none"> • Rheumafaktor IgA, IgM • Anti-CCP 	<ul style="list-style-type: none"> • ORG 222M, ORG 222A • ORG 301
Alegria® Check Connective Scr	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-dsDNA IgG, • Anti-SS-A 	<ul style="list-style-type: none"> • ORG 204G, ORG 204S • ORG 238
Thrombose		
Alegria® Check APS IgG	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Cardiolipin IgG • Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG 	<ul style="list-style-type: none"> • ORG 215G • ORG 221G
Alegria® Check APS IgM	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-Cardiolipin IgM • Anti-beta-2-Glycoprotein I IgM 	<ul style="list-style-type: none"> • ORG 215M • ORG 221M
ANCA- und Vaskulitis		
Alegria® Check Vasculitis	<ul style="list-style-type: none"> • Anti-MPO • Anti-PR3 • Anti-GBM 	<ul style="list-style-type: none"> • ORG 219 • ORG 218, ORG 318 • ORG 250
Zöliakie		
Alegria® Check Celiac A	• Anti-Tissue Transglutaminase IgA	• ORG 240A
Alegria® Check Celiac G	• Anti-Tissue Transglutaminase IgG	• ORG 240G